



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,IDH](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,IDH)

# Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 50 g), estojo plástico

OK-102-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML E2

### Construção

Material aço inoxidável

Peso 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 50 g

Quantidade 20 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis