



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,IDH](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,IDH)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 50 g), Kunststoff-Etui

OK-102-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | E2          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 111,11 g    |
| Nominalwert              | 1 mg – 50 g |
| Anzahl                   | 20 St.      |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel