



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IDH](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IDH)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 50 g), boîte plastique

OK-102-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux