



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,IMI](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,IMI)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0055



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 10 000 g        |
| Wartość nominalna       | 1 – 5 kg        |
| Ilość                   | 4 szt           |