



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,IQ5](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,IQ5)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 2 kg), Holz-Etuis

OK-301-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 110 g
Nominalwert	1 g – 2 kg
Anzahl	15 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel