



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,IQ5

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 2 kg), caja de madera

OK-301-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 6 110 g

Valor nominal 1 g – 2 kg

Número 15 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos