



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IQ5](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IQ5)

# Cylindrique, ensembles (1 g - 2 kg), boîte en bois

OK-301-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 110 g
Valeur nominale	1 g – 2 kg
Nombre	15 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux