



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,IQ5](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,IQ5)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-301-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Klasa dokładności OIML	F2
<b>Konstrukcja</b>	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle