



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,IQ5](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,IQ5)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 2 kg), tahta kutu

OK-301-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 110 g

Nominal değer 1 g – 2 kg

Quantity 15 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar