



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,IRH

20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9 自動ピペット

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

ボリューム	20 – 200 µl
系統誤差	2,0% / 0,6%
ランダムエラー	0,8% / 0,15%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	300 µl



互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤

ピペット校正用自動天秤