



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,IRH](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,IRH)

## Pipeta automatyczna 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	20 – 200 µl
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	0,8% / 0,15%
Końcówki	300 µl



### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet