



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,lzv](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,lzv)

# Pesos botão, jogo (1 g - 2 kg), estojo de plástico

OK-502-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML E1

### Construção

Material aço inoxidável

Peso 6 110 g

Valor nominal 1 g – 2 kg

Quantidade 15 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis