



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,IZV](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,IZV)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 2 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 110 g
Nominalwert	1 g – 2 kg
Anzahl	15 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel