



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,lzv

Cylindrique, ensemble (1 g - 2 kg), boîte plastique

OK-502-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 6 110 g |
| Valeur nominale | 1 g – 2 kg |
| Nombre | 15 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux