



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,J0Y

Pesos botão, jogo (1 mg - 5 kg), estojo de madeira

OK-501-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML | E1 |
| Construção | |
| Material | aço inoxidável |
| Peso | 21 111,11 g |
| Valor nominal | 1 mg – 10 kg |
| Quantidade | 29 pçs |

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis