



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,J0Y

Cylindrique, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte en bois

OK-501-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 21 111,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 10 kg |
| Nombre | 29 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux