



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,J0Y

Cylindrique, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte en bois

OK-501-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 21 111,11 g

Valeur nominale 1 mg – 10 kg

Nombre 29 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux