



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,J0Y

Cylindrique, ensemble (1 mg - 10 kg), boîte en bois

OK-501-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	21 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 10 kg
Nombre	29 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux