



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,J0Y

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 10 kg), tahta kutuda

OK-501-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 21 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 10 kg

Quantity 29 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar