



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,J0Y

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 10 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	21 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 10 kg
Quantity	29 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar