



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,J6D](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,J6D)

# F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 500 kg - tahta kutu

OP-201-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 500 kg

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar