



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,J7L

Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 5 g), Holz-Etui

OK-101-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | E2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 6,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 5 g |
| Anzahl | 16 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinset