



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,J7L

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie drewniane

OK-101-0039



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 6,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 5 g |
| Ilość | 16 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle