

## SAL/STONE/C Mesa antivibração

WX-001-0078





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Construção		
Construção	aço carbono St3S	
Capacidade de carga	150 kg	
Parâmetros físicos		
Dimensões da embalagem L x P x A	1200×800×970 mm	
Peso líquido	215 kg	
Peso bruto	242 kg	
Comprimento	1000 mm	
Largura	650 mm	
Altura	815 mm	



## Compatível com (Additional Fee)

Analisador de umidade MA X7.IC.A

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P

Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Plataforma multifuncional C32

Analisador de umidade MA 5Y

Plataforma de pesagem C315

Balança de precisão 5Y.PM

Microbalança para filtros MYA 5Y.F

Plataforma multifuncional WPY

Balança analítica AS X7

Microbalança XA 5Y.M.A

Balança de precisão WLC

Balança de precisão PS R2

Balança de precisão WLC X7

Plataforma multifuncional HY10

Balança de precisão C32.PM

Balanças automáticas para calibração de micropipetas

Plataforma multifuncional HX7

Analisador de umidade MA X7.A

Balança de precisão PS X7

Balança analítica XA 5Y.A

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO

Ultra-Microbalança UYA 5Y

Analisador de umidade MA 5Y.IC

Módulos MPS.M.R2

Analisador de umidade MA R

Balança analítica AS 5Y

Comparador de massa automático AK-4

Balança de precisão PS R2.H

Balança de precisão WTC

Balança de precisão CY10 Balança analítica para filtros XA 5Y.F

Balança de precisão WLY

Comparadores de massa automáticos UMA

Módulos MPS.M.R1

Medição de densidade

Balança de precisão WLC C/2

Microbalança MYA 5Y

Balança de precisão PS R1

Balança analítica XA 5Y

Susceptômetros manuais - Magnetização

Balança analítica AS R2 PLUS

Balança de precisão PS 5Y

Módulos MAS1

Analisador de umidade PMV 5Y

Susceptômetros automáticos - Magnetização

Módulos MPS.T

Comparador de massa manual XA 5Y.KO

Microbalança XA 5Y.M

Comparador de massa manual UYA 5Y.KO

Balança analítica AS R1 PLUS

Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F


Comparador de massa manua APP 5Y.KO


Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y

Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Módulos MAS.R2

## Dimensões do dispositivo L x P x A





SAL/STONE