



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,JDL](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,JDL)

# Tavolo antivibranti in granito SAL/STONE/C

WX-001-0078



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	150 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	1200×800×970 mm
Peso net	215 kg
Peso lordo	242 kg
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	650 mm
Altezza	815 mm




**Compatibile con (Additional Fee)**

Termobilancia MA X7.IC.A  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Bilance multifunzione C32  
 Termobilancia MA 5Y  
 Detector a tunnel  
 Bilancia a piattaforma C315  
 Bilancia di precisione 5Y.PM  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Bilancia multifunzione WPY  
 AS X7 Bilancia analitica  
 Bilance PS X7 per controllo CPC  
 Microbilancia XA 5Y.M.A  
 Bilancia di precisione WLC  
 Bilancia di precisione PS R2  
 Bilancia di precisione WLC X7  
 Bilancia multifunzione HY10  
 Bilancia di precisione C32.PM  
 Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette  
 Bilancia multifunzione HX7  
 Termobilancia MA X7.A  
 Bilancia analitica XA 5Y.A  
 WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
 Termobilancia MA 5Y.IC  
 Moduli MPS.M.R2  
 Termobilancia MA R  
 Bilancia analitica AS 5Y  
 Comparatore di massa automatico AK-4  
 Bilancia di precisione PS 5Y

Bilance PS 5Y per controllo CPC  
 Bilancia di precisione PS R2.H  
 Bilancia di precisione WTC  
 Bilancia di precisione CY10  
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Bilancia di precisione WLY  
 Comparatore di massa automatico UMA  
 Bilancia di precisione PS X7  
 Comparatori di densità  
 Bilancia di precisione WLC C/2  
 Microbilancia MYA 5Y  
 Moduli MAS.R2  
 Bilancia di precisione PS R1  
 Bilancia analitica XA 5Y  
 Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo  
 Bilancia analitica AS R2 PLUS  
 Termobilancia PMV 5Y  
 Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo  
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Microbilancia XA 5Y.M  
 Moduli MAS.R1  
 Moduli MPS.M.R1  
 UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Bilancia analitica AS R1 PLUS  
 UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
 APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Moduli MPS.T.R1  
 Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
 Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S  
 Moduli MAS.1.Y

## Device dimensions L x P x A



SAL/STONE