

## Tavolo antivibranti in granito SAL/STONE/C

WX-001-0078





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Specifiche**

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	150 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	1200×800×970 mm
Peso net	215 kg
Peso Iordo	242 kg
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	650 mm
Altezza	815 mm



## **Compatibile con (Additional Fee)**

Termobilancia MA X7.IC.A

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance multifunzione C32

Termobilancia MA 5Y

Detector a tunnel

Bilancia a piattaforma C315

Bilancia di precisione 5Y.PM

Microbilancia per filtri MYA 5Y.F

Bilancia multifunzione WPY

AS X7 Bilancia analitica

Bilance PS X7 per controllo CPC

Microbilancia XA 5Y.M.A

Bilancia di precisione WLC

Bilancia di precisione PS R2

Bilancia di precisione WLC X7

Bilancia multifunzione HY10

Bilancia di precisione C32.PM

Bilance automatiche per la taratura delle pipette

Bilancia multifunzione HX7

Termobilancia MA X7.A

Bilancia di precisione PS X7

Bilancia analitica XA 5Y.A

WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale

UYA 5Y Ultra-Microbilancia

Termobilancia MA 5Y.IC

Moduli MPS.M.R2

Termobilancia MA R

Bilancia analitica AS 5Y

Comparatore di massa automatico AK-4

Bilance PS 5Y per controllo CPC

Bilancia di precisione PS R2.H

Bilancia di precisione WTC

Bilancia di precisione CY10

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilancia di precisione WLY

Comparatore di massa automatico UMA

Moduli MPS.M.R1

Comparatori di densità

Bilancia di precisione WLC C/2

Microbilancia MYA 5Y

Bilancia di precisione PS R1

Bilancia analitica XA 5Y

Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo

Bilancia analitica AS R2 PLUS

Bilancia di precisione PS 5Y

Moduli MAS1

Termobilancia PMV 5Y

Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo

Moduli MPS.T

XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Microbilancia XA 5Y.M

UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Bilancia analitica AS R1 PLUS

UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri


APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale


Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y

Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

Moduli MAS.R2

## Device dimensions L x P x A





SAL/STONE