



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JL7](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JL7)

# Poids de la classe E1 - cylindrique - 20 g

OP-503-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	20 g

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux