



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JL7](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JL7)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 20 g

OP-503-0050



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle