



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,JN9

Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 200 kg - Servicekoffer

OP-304-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Nominalwert | 200 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel