



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JP3

Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 200

g

OP-503-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	200 g
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle