



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JP3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JP3)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 200

**g**

OP-503-0053



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 200 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle