



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,JQP

Pesos botão, jogo (1 mg - 1 kg), estojo de plástico

OK-502-0018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Classe OIML E1

Construção

Material aço inoxidável

Peso 2 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 1 kg

Quantidade 25 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis