



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JQP

Cylindrique, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte plastique

OK-502-0018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	2 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 1 kg
Nombre	25 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux