



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JQP](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JQP)

## Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 2 111,11 g      |
| Wartość nominalna       | 1 mg – 1 kg     |
| Ilość                   | 25 szt          |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle