



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JTA](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,JTA)

# Prüfgewichte der F1 Klasse, Stahldraht, Satz (1 mg - 500 mg), Holz-Etui

OK-201-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself