



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JTA

Le fil en acier, ensemble (1 mg - 500 mg), boîte en bois

OK-201-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 mg
Quantité de pièces	12

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux