



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,JTA

Paslanmaz çelik tel, set (1 mg - 500 mg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	1,11 g
Nominal değer	1 mg - 500 mg
Ağırlık miktarı	12

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar