



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH

Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128

WX-002-0103



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160×160×81 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga precyzyjna PS R1
Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC C/2

Wymiary urządzenia S x G x W

