



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH

Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128

WX-002-0103



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160x160x81 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga precyzyjna PS X2
 Waga precyzyjna PS R1
 Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2
 Wagi PS X2 do KTP
 Waga precyzyjna WLC C/2

Wymiary urządzenia

