



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH)

# Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128

WX-002-0103



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160×160×81 mm

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga precyzyjna PS R1  
 Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2  
 Waga precyzyjna WLC C/2

## Wymiary urządzenia S x G x W

