



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,JX9](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,JX9)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 50 g), Kunststoff-Etui

OK-102-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	110 g
Nominalwert	1 – 50 g
Anzahl	8 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel