



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JX9

Cylindrique, ensemble (1 g - 50 g), boîte plastique

OK-102-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E2 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 110 g |
| Valeur nominale | 1 – 50 g |
| Nombre | 8 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux