



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JX9](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JX9)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 110 g           |
| Wartość nominalna       | 1 – 50 g        |
| Ilość                   | 8 szt           |

### Pasuje do

Pincety

Pędzle