



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,K9N](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,K9N)

# Ponteiras OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

As ponteiras OMNITIP™ Starter ST de 1000 µl são acessórios de laboratório de alta qualidade, projetados para pipetagem de precisão. Projetadas com eficiência e praticidade em mente, são uma ferramenta indispensável para o trabalho diário em laboratório.

Capacidade: 1000 µl Cor: azul O conjunto contém: caixa, 3 racks e 288 ponteiras

Aplicação: - dispensação precisa de amostras biológicas, - pipetagem precisa de medicamentos e soluções médicas, - preparação e transferência de soluções químicas, - uma ferramenta indispensável em experimentos que exigem dosagem precisa.

## Compatível com (Additional Fee)

Estação de trabalho para calibração de micropipetas