



# Spitzen OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,K9N](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,K9N)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

OMNITIP™ Starter ST 1000 µl Spitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

**Fassungsvermögen: 1000 µl Farbe: blau Set enthält: Box, 3 Steigeisen und 288 Spitzen**

Anwendung: - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

