



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,K9N](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,K9N)

# Puntas OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Las puntas OMNITIP™ Starter ST de 1000 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 1000 µl Color: azul El set incluye: caja, 3 gradillas y 288 puntas

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

## Trabaja con (Additional Fee)

Puesto de calibración de pipetas