



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,K9N

Puntas OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Las puntas OMNITIP™ Starter ST de 1000 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 1000 µl Color: azul El set incluye: caja, 3 gradillas y 288 puntas

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

Trabaja con

