



Bouts OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,K9N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Les bouts OMNITIP™ Starter ST 1000 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

Capacité : 1000 µl Couleur : bleu Le kit contient : une boîte, 3 râdeaux et 288 bouts

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

Compatible avec (Additional Fee)

Poste pour calibrage de pipettes