



Puntali OMNITIP™ - Starter ST 1000 µl

PT-116-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,K9N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

I puntali OMNITIP™ Starter ST da 1000 µl sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 1000 µl Colore: blu Il set include: scatola, 3 rack e 288 puntali

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

Compatibile con (Additional Fee)

Stazione di lavoro per calibrazione pipette