



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,K9N](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,K9N)

# OMNITIP™ チップ - スターターセット

## 1000 µl

PT-116-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

OMNITIP™ スターターセット 1000µl チップは、精密なピペティングのために設計された高品質な実験用アクセサリです。効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツールとなっています。

容量: 1000 µl カラー: 青色 セット内容: ボックス x1, ラック x3, チップ x288

用途: - 生体試料の精密な分注,- 医薬品および医療用溶液の正確なピペティング,- 化学溶液の調製および移送,- 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

## 互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション